

ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

✉ 109316, РОССИЯ, Москва,
Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102
☎ т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)
E-mail: info@ccenter.msk.ru
<http://www.ccenter.msk.ru>
<http://www.christmas-plus.ru>



Набор НТХ-МГ (ТУ 9443-001-10141977-93) предназначен для врачей-лаборантов медико-генетических кабинетов, консультаций и центров, а также многопрофильных педиатрических стационаров и специализированных учреждений (диспансеры, дома инвалидов) для лечения детей с отставанием в умственном и физическом развитии.

Набор может быть рекомендован как для массового скрининга (например, новорожденных), так и для селективного скрининга (например, умственно отсталых детей) при выявлении наследственных болезней обмена веществ (НБО) человека и позволяет выполнить анализ различных классов соединений в биологических жидкостях человека методом тонкослойной хроматографии (ТСХ), в том числе:

- полуколичественную оценку содержания фенилаланина в крови,
- разделение смесей аминокислот мочи и крови,
- разделение сахаров мочи и крови,
- содержание олигосахаридов в моче.

Состав набора:

Методическое руководство по использованию ТСХ в практике медико-генетического консультирования	1 шт.
Пластины ПТСХ-П-В размером 10x10 см	3 упак.
Пластины ПТСХ-П-В толщ. 160 мкм размером 10x10 см	7 упак.
Камера хроматографическая под пластины 10x10 см	1 шт.
Микрошприц хроматографический МШ-10 с направляющей	1 шт.
Трафарет для разметки пластин 10x10 см	1 шт.
Камера для опрыскивания пластин обнаруживающим реагентом с установочным столиком	1 шт.
Нагревательное устройство для сушки пластин УСП-1	1 шт.
Устройство конвективного нагрева пластин	1 шт.
Пипетки калиброванные 0,1 или 0,2 мл	3 шт.
Пульверизатор	1 шт.
Пинцет	1 шт.
Перчатки полиэтиленовые	5 пар
Паспорт	1 экз.